Einbindung des VML-GK1/2 in Consys

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie Consys

2) Gehen Sie in der Menüleiste auf den Reiter Navigation

Wählen Sie dort unter Grundeinstellungen/Dienst die Praxisinstallation aus.



3) Unter Praxisinstallation gehen Sie auf *Sonstiges*

tallation Hil	fe						
Arztdaten	Programmvariablen		KZV-Durchschnitte für Statistik			Formulare	Passwi
Sonstiges				Kommunikation			
Vummer of Nummer	t aktiviert des Lesegeräts: des Ports:	CT-API				Tes	iten

Wählen Sie dort einen freien Geräteplatz (1-3) aus. Nehmen Sie dort Einstellungen vor, wie markiert. Abschließend gehen Sie in der unteren Menüleiste auf *Übernehmen*, und starten das Programm neu.