


## Einbindung des VML-GK1/GK2 in DOCcomfort


**Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.**

**1) Starten Sie DOC-Comfort**


**2) Gehen Sie zunächst im Hauptmenü auf das Krankenblatt.**




**3) Dort gehen Sie auf Einstellungen - Geräte - Chipkartenleser.**



**4) Wählen sie hier Lesegeräte.**



**5) Nehmen Sie nun die Einstellungen, wie in den markierten Flächen, vor.**



Bei *Port* tragen Sie die 0 (Null) ein.

**6) Mit *Ok* bestätigen um Einbindung abzuschließen.**