## Seite: 1 / 2

## Einbindung des Zemo VML-GK Epikur.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie Epikur.

## 2) Gehen Sie auf Programmeinstellungen.

									E X		
	3/25	×	2	<b>6</b>		AND	F	8			
rechenbare	Bew	villigt		Stichwört	er	₽ ▲	🔓 Pati	ent aufrul	eiten		

Ansicht	Kartenleser	
Bestätigungen	Treiber BMV alle Systeme EGK	
Briefvorlagen	Port COM3	
Diagnosenfavoriten		
Druckoffset		
Globales		
Heilpraktiker		
Kartenleser		
Rechnungsvorlagen		
Schnellauswahl		
chnellauswahl Gruppen		
Sitzungszähler		
Weitere Einstellungen		

## 3) Sie befinden sich jetzt in den Programmeinstellungen

4) Hier gehen Sie auf den Menüpunkt *Kartenleser* und wählen bei dem Punkt Treiber:

*BMV alle Systeme EGK.* Der COM-Port wird bei der ersten Installation automatisch erfasst, hier COM3.

5) Mit OK die Einstellungen bestätigen.